

DUO DUO 2V DUO 2

compressor and suction in one
 Kompressor und Absaugung in Kombination
 compresseur et aspiration dans une armoire insonorisante

DUO

- combination of compressor model DK50 PLUS with suction for one dental unit
- Kombination Kompressor Modell DK50 PLUS mit einer Absaugung
- compresseur dentaire model DK50 PLUS dotés d'une unité d'aspiration

DUO 2V





- combination of compressor model DK50 2V with suction for one or two dental units
- Kombination Kompressor Modell DK50 2V mit einer Absaugung
- compresseur dentaire model DK50 2V dotés d'une unité d'aspiration

DUO 2

- combination of compressor model DK50 2V with two suctions for two dental units
- Kombination Kompressor Modell DK50 2V mit zwei Absaugungen
- compresseur dentaire model DK50 2V dotés de deux unités d'aspirations

DUO/M, DUO 2V/M, DUO 2/M

- with membrane dryer
- mit Membrantrockner
- avec l'assècheur d'air à membrane



Technical specification Technische Daten Spécifications techniques							S1-S3				
	V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	V/A DC/AC	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm	
DUO	1	230/50(60)	75	240,1	25	4,5-6	S1 - 100%	-	≤ 47	108	560x640x1250
DUO/M	1	230/50(60)	60	240,1	25	4,5-6	S1 - 100%	-20	≤ 47	119	560x640x1250
DUO 2V	1-2	230/50(60)	140	240,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 51	112	560x640x1250
DUO 2V/M	1-2	230/50(60)	115	240,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 51	123	560x640x1250
DUO 2	2	230/50(60)	140	240,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 51	123	560x640x1250
DUO 2/M	2	230/50(60)	115	240,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 51	134	560x640x1250

* Other working pressures on demand. Technical modifications are subject to change.
 * Anderer Arbeitsdruck auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
 * D'autres pressions d'utilisation sur demande. Sous réserve de modification des paramètres techniques.